

## Information - Modifications du ionogramme

**Chers confrères, veuillez prendre note des modifications suivantes :**

### Sur le Sodium

Une mise à jour technique de notre analyseur de chimie a été réalisée, ceci afin d'ajuster nos résultats de sodium au plus près de ceux de la technique de référence du NIST (National Institute of Standards and Technology).

En conséquence, **une légère augmentation (de 1 à 2 mmol/l) du résultat de sodium sanguin de vos patients en suivi** pourra être observé. Les sodium urinaires ne seront pas impactés et les valeurs de référence sériques et urinaires restent inchangées.

### Sur le Potassium

Suite à une étude statistique réalisée sur notre population de patients, nos valeurs de référence du potassium sanguin sont réajustées aux **nouvelles bornes suivantes : de 3,5 à 4,8 mmol/l** (au lieu de 3,5 à 5,1 actuellement).

La date et l'objet de ces modifications seront systématiquement rappelées sur vos compte-rendu de résultats au cours des prochaines semaines.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Les biologistes du groupe BIOLIA