

ANALYSES URGENTES

Une nouvelle étiquette est à votre disposition dans nos coffrets :

Celle-ci sera à coller sur le coffret de prélèvement afin que le bilan soit traité en priorité une fois arrivé au laboratoire.



Dans quels cas utiliser l'étiquette URGENT ?

Nous vous proposons de l'utiliser pour identifier :

- tous les bilans URGENTS de vos patients : chimiothérapie, état clinique perturbé, pré-opératoire...
- les analyses cliniquement urgentes : TROPONINE, D-DIMERES
- les analyses nécessitant un traitement rapide au laboratoire (centrifugation, congélation...) :

ANALYSES SENSIBLES	
K (kaliémie, ionogramme, NaK, UGEC)	à centrifuger dans les 6 heures
P (phosphore)	à centrifuger dans les 4 heures
LDH (lactate déshydrogénase)	à centrifuger dans les 6 heures
TCA – TCK AXA (anti-Xa)	à congeler dans les 4 heures ou à analyser dans les 6 heures
TCA si patient sous Calciparine	à congeler dans les 2 heures ou à analyser dans l'heure

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.

Votre laboratoire BIOLIA