

 <p>biolia Laboratoires multisites de biologie médicale</p>	<h2>URINES DE 24 HEURES</h2>	<p>FOR-3-03-05-GEN-v02 Applicable le 18/02/15 Visa RQ : FPD</p> <p style="text-align: right;">Page 1/2</p>
--	------------------------------	--

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
 Date de naissance : \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Sexe :  M  F  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Tél. : \_\_\_\_\_

**Recueil :**

- Commencer au lever (par exemple : 8 heures)
- Jeter les premières urines (aux toilettes) et noter l'heure qui correspondra alors au début des 24 heures.
- Recueillir dans le récipient fourni par le laboratoire **toutes** les urines du jour et de la nuit (si le bidon est plein, ne pas s'arrêter et continuer dans une bouteille d'eau minérale vide).
- Le lendemain, à l'heure notée la veille (ex : 8 heures), uriner et recueillir ces dernières urines dans le bidon.

**RAPPORTER RAPIDEMENT LES URINES AU LABORATOIRE**

Remarques :

- Le dosage de la **SEROTONINE** et de son métabolite **5 HIA** nécessite un *régime alimentaire particulier*. La veille du prélèvement, s'abstenir de consommer des aliments riches en sérotonine tels que tomates, pamplemousses, noix, avocats, ananas, prunes, chocolat et surtout bananes.
- **Dosage Citrates / Oxalates / 5HIA : maintien impératif des urines entre 2-8°C**

 <p>biolia Laboratoires multisites de biologie médicale</p>	<h2>URINES DE 24 HEURES</h2>	<p>FOR-3-03-05-GEN-v02 Applicable le 18/02/15 Visa RQ : FPD</p> <p style="text-align: right;">Page 1/2</p>
---	------------------------------	--

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
 Date de naissance : \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Sexe :  M  F  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Tél. : \_\_\_\_\_

**Recueil :**

- Commencer au lever (par exemple : 8 heures)
- Jeter les premières urines (aux toilettes) et noter l'heure qui correspondra alors au début des 24 heures.
- Recueillir dans le récipient fourni par le laboratoire **toutes** les urines du jour et de la nuit (si le bidon est plein, ne pas s'arrêter et continuer dans une bouteille d'eau minérale vide).
- Le lendemain, à l'heure notée la veille (ex : 8 heures), uriner et recueillir ces dernières urines dans le bidon.

**RAPPORTER RAPIDEMENT LES URINES AU LABORATOIRE**

Remarques :

- Le dosage de la **SEROTONINE** et de son métabolite **5 HIA** nécessite un *régime alimentaire particulier*. La veille du prélèvement, s'abstenir de consommer des aliments riches en sérotonine tels que tomates, pamplemousses, noix, avocats, ananas, prunes, chocolat et surtout bananes.
- **Dosage Citrates / Oxalates / 5HIA : maintien impératif des urines entre 2-8°C**

**RECUEIL DES URINES DE 24 H**  2L-

COMMENCER AU LEVER (EXEMPLE 8 HEURES)  
JETER CES 1eres URINES.  
NOTER L'HEURE, C'EST LE POINT DE DÉPART DES 24H !



RECUEILLIR DANS LE RÉCIPENT REMIS PAR LE LABORATOIRE LES URINES DU JOUR ET DE LA NUIT. LE LENDEMAIN A L'HEURE NOTÉE LA VEILLE (EXEMPLE PRIS 8H), URINER ET RECUEILLIR LES DERNIÈRES URINES ÉMISES.



1L-

**RAPPORTER RAPIDEMENT LE RÉCIPENT AU LABORATOIRE.**



1/2L-

DATE

NOM

NÉ (E)

SERVICE

**RECUEIL DES URINES DE 24 H**  2L-

COMMENCER AU LEVER (EXEMPLE 8 HEURES)  
JETER CES 1eres URINES.  
NOTER L'HEURE, C'EST LE POINT DE DÉPART DES 24H !



RECUEILLIR DANS LE RÉCIPENT REMIS PAR LE LABORATOIRE LES URINES DU JOUR ET DE LA NUIT. LE LENDEMAIN A L'HEURE NOTÉE LA VEILLE (EXEMPLE PRIS 8H), URINER ET RECUEILLIR LES DERNIÈRES URINES ÉMISES.



1L-

**RAPPORTER RAPIDEMENT LE RÉCIPENT AU LABORATOIRE.**



1/2L-

DATE

NOM

NÉ (E)

SERVICE